

ディープフリーザ・超低温フリーザ 温度管理の記録・監視に


チノーなら **機器+センサの組合せ** でご提供！

新設のディープフリーザも、組合せならすぐにご使用いただけます。
既存システムへの追加・拡張もかんたんに可能です。

小規模から大規模まで
設置条件などに合わせたラインナップ・構成が可能

※Part11対応もご相談ください (MD8000シリーズも可)

保管庫温度監視




センサ

低温に適した高精度のセンサをご用意

クライオバイアル用 測温抵抗体 R907シリーズ

カタログ



-196℃でクラスA ($\pm 0.54^\circ\text{C}$) の対応可能


外部からの熱流入を受けにくい構造で、
速い応答性の円筒形、平面に取り付けやすい台形、
強度が高い保護管付きの3種を用意

素子：Pt100 Ω 3線式 (クラスA推奨)
素子範囲：-200℃~180℃

小規模にも

KRシリーズ

- ペーパーレスタイプの記録計
- 異常時は警報出力も可能




取っ手・ゴム足つきで
設置や移動も便利に！



システム構成事例はこちらから

無線タイプ

MD8000シリーズ



- 専用ソフトでデータを一括管理・監視
- 異常時はメール通報
- 無線でデータを自動収集
- 見やすい表示
- 無線・コンパクト設計



システム構成事例はこちらから


さらに

CISAS

大規模・集中監視への拡張も可能



保管庫温度監視



自宅・他拠点でも



CHINO
株式会社チノ

コールセンター お客様相談室

☎ 0120 - 41 - 2070

お問い合わせフォーム <https://www.chino.co.jp/form/form/form.cgi>

※この資料の掲載内容は 2020 年12月 現在のものです。