




## 使用可能残日数の確認方法



The '情報の収集' (Information Collection) screen displays the FLIR logo and the text 'FLIR Research Studio Copyright 2023 Teledyne FLIR LLC (2024 ?)'. Below this is a list of system and application details. A red rectangle highlights the 'プロダクトキー' (Product Key) and '残り時間' (Remaining Time) fields.

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| FLIR Research Studio のバージョン | 2024.05.0                            |
| 輸出区分                        | EAR99                                |
| ビルド番号                       | 3                                    |
| ビルド ID                      | 3                                    |
| ビルド改訂                       | 27618                                |
| ビルド日付                       | 2024年5月30日                           |
| エディション                      | プロフェッショナル                            |
| プロダクトキー                     | aea022af-e131-418f-aa0c-9750f065e8e8 |
| 残り時間                        | 220 日間                               |
| OS バージョン                    | Windows 11 Version 22H2              |
| アーキテクチャ                     | x86_64                               |
| 昇格プロセス                      | いいえ                                  |
| ユーザーが管理者                    | はい                                   |
| FLIR デバイスドライバ               | 1.12.0.0                             |
| FLIR ランタイム オブジェクト           | 1.06.0000                            |
| FLIR Ignite Sync            | インストール済み、未設定                         |
| HASP LM バージョン               | 23.0.1.91038                         |
| アダプタ                        | イーサネット                               |

## 新規ライセンス番号の入力方法



- ※ 1年ライセンス使用期間について
- 1年ライセンス使用中に更新する場合、使用しているライセンス期間にプラスして1年間使用期間が伸びます
  - ライセンス期間が終了した状態で、1年ライセンスを更新した場合、更新日から1年間が使用可能となります。

ライセンス期間が過ぎてしまった場合、ソフトウェアを起動することができないため、上記アナウンスから実施することで、更新できます。